

Erinnerungshilfe Teststation

Aufgaben

1. Testassistent 1 (TA1)
 - 1.1. Ausgabe Teststäbchen an Schülerinnen und Schüler (SuS)
 - 1.2. Unterstützung der (SuS) bei Nasenabstrich
2. Testassistent 2 (TA2)
 - 2.1. Entgegennahme Nr. der SuS
 - 2.2. Auslegen der Schülerdatenblätter auf Zeitblockbogen
 - 2.3. Teststäbchen zu Teströhrchen bringen
3. Testassistent 3 (TA3)
 - 3.1. Vorbereitung Röhrchen für TA2
 - 3.2. Vorbereitung Teststreifen
 - 3.2.1. Feuchtigkeitskontrolle
 - 3.3. Durchführung Tests (Stäbchen ausdrücken, Pipette auf Röhrchen, Tropfen in Teststreifen)
 - 3.4. Timermanagement
 - 3.5. Kontrolle Testergebnisse
 - 3.5.1. Informationsweitergabe bei positiven Testergebnissen

Nötige Kenntnisse

1. Ablauf und Aufgabenverteilung beim Testen
2. Kontaktdaten Fachpersonal Notaufnahme
3. Funktionsweise Desinfektionsspender

Material

1. Schutzkleidung für TA1 (mindestens FFP2 Maske, Schutzbrille, Handschuhe)
2. Schutzkleidung TA2 und TA3 (FFP2 Maske, Handschuhe)
3. Nachfüllmaterial Desinfektionsspender
4. Taschentuchspender
5. Ausreichend Schnelltests
6. 3 Testtische mit Zeitblockbögen und je einem Timer
7. Orgatisch für Nachfüllmaterial, Schnelltests, Schülerdatenblätter, 1 Ersatztimer, Flächendesinfektion